

www.coolfin.co.kr
http://blog.naver.com/yhlife07

足部伸展专用鞋
발 스트레칭 전용 신발
COOLFIN

Specialized shoes for foot stretching COOLFIN

足のストレッチ専用靴

每天 **30** 分钟就能维护健康！

COOLFIN

COOLFINPLUS

COOLFINPLUS
redtoes

COOLFINPLUS
bandshoes

(株) Y H 生活

庆尚北道庆山市河阳邑河阳路13-13大邱天主教大学崔约翰官B107号

电话 +82-53-851-7368/传真 +82-303-0233-0488/

电邮 yhlife07:daum.net

100岁时代，“怎么活”决定生活的品质

足部健康才能好好走路，健康的步行就是幸福。
佩戴coolfin，多活动脚和脚趾，穿鞋时，也能有意识的运动脚趾，有助于脚的健康。

劳累一天！
还是coolfin

每天
30分钟获得健康
~~~~~

疲劳的脚

冰凉的脚

浮肿的脚

粗糙的脚

**COOLFIN**  
Specialized shoes for foot stretching



## COOLFIN?

1. 足部伸展专用鞋
2. 伸缩性无毒无害硅材料
3. 踏出脚步时放松，抬起脚的时候收缩，反复运动
4. 短时间强有力的伸展和指压
5. 帮助血液循环的健康伙伴

### 推荐使用

- 鞋不方便，足部浮肿疼痛的人
- 足部冰凉麻木，妨碍熟睡的人
- 因足部疲劳，感到很累的人
- 脚变形的人
- 足部干裂的人



打扫时



做瑜伽时



收看TV时



烹调时

只要有一个COOLFIN，不受金钱、时间、场地等的限制，在室内（日常生活、家务活儿）持续得到血液循环及按摩效果。

## 人的第二个心脏，脚

现代人的脚非常劳碌，整天窝在鞋子里，妨碍血液循环，容易疲劳，浮肿、甚至引发足部的变形。

使用COOLFIN进行足部伸展，帮助每个脚趾进行血液循环！



### 01. 佩戴方法



1. 脚背上喷洒水或乳液



2. COOLFIN夹在脚趾间，穿戴时拉到脚趾尖。



3. 从后头脱掉



4. 用流动的水清洗脚和coolfin，在阴凉处干燥。

### 02. 运动方法




- \* 走路时运动脚趾，关节变得更加柔软，血液循环到脚趾尖。
- \* 穿上COOLFIN运动时，同样的动作反复2~3分钟效果更加。

### 03. 佩戴效果

- 佩戴COOLFIN之前，通过洗脚，脚变得更加健康。
- 撑开脚趾之间进行伸展，关节变得更加柔软。
- 血液循环到脚趾尖，帮助减少脚肿和疲劳。

我们身体的温度是36.5℃，一般来说，脚的温度是27~30℃。因此需要运动脚。



36.5℃

脚趾温度 1.左 2.右

\* 白色：脚趾正常温度 \* 紫色：脚趾温度低

※从紫色接近白色接近正常体温

|                 | 脚趾温度(左,1)                            | 脚趾温度(右,2) |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| 光脚运动20分钟后       | 29.6                                 | 30.2      |
| 佩戴COOLFIN 20分钟后 | 32.9                                 | 32.3      |
| 结果              | 佩戴COOLFIN后，走路的时候运动脚趾，短时间内血液就会循环到脚趾尖。 |           |

COOLFIN

COOLFIN

不用手也能一边走路，一边按摩

COOLFIN PLUS

COOLFINPLUS

原始产品，颜色丰富的产品

按照足部的体温颜色产生变化，可以肉眼确认并运动的产品



产品配置 颜色



尺寸

S 205 ~ 220mm  
M 225 ~ 235mm  
L 240 ~ 260mm  
XL 265 ~ 275mm



产品配置 颜色

咖啡色

尺寸

M 225 ~ 235mm  
L 240 ~ 260mm  
XL 265 ~ 275mm



36.5°C

COLOR CHANGE



COOLFIN<sup>plus</sup>  
redtoes

COOLFINPLUS redtoes

必须运动，做自己工作的同时，还能运动脚尖

COOLFIN<sup>plus</sup>  
bandshoes

COOLFINPLUS bandshoes

可以集中运动脚趾尖端的产品

瑜伽、彼拉提斯等运动时，可以提高伸展效果的补助产品



10~20分钟集中  
伸展脚趾运动

佩戴 redtoes/bandshoes

1. 脚趾之间的矫正具自然展开
2. 内侧10个凸出物适当的刺激脚心，进行指压
3. 只有脚趾部分，方便活动。

加宽脚趾之间距离的结构



恢复疲劳、保湿力、  
血液循环、柔软性



拇指外翻症



33°C



30°C



28°C

36.5°C

COLOR CHANGE

产品配置 颜色 咖啡色  
尺寸 Free



产品配置 颜色 粉红  
尺寸 均码



36.5°C

COLOR CHANGE



33°C



28°C

Specialized shoes for foot stretching COOLFIN



## 04. 注意事项

- 有水分的地方禁止佩戴
- 请不要长时间佩戴
- 禁止用于有伤口的部位,

患有糖尿及循环器系统疾病的患者使用前请咨询专医。

- 避开直射光线及高温多湿的地方，在阴凉处晒干后保管。

## 05. 证书及奖状

ISO/KC/风险企业  
专利/设计/注册商标及申请 (美国、日本、中国注册)



美国匹茨堡发明大会  
金奖 (2015)



世界女性发明大会银奖  
(2014)



世界女性发明协会  
银奖 (2014)



世界女性发明大会  
金奖 (2013)



荣获WIPO  
(2013)



釜山新技术优秀奖  
(2012)

## Q&A



### Q 怎么穿COOLFIN?

A 首先洗好脚，涂抹水或保湿剂，把脚趾插进去，拉到脚趾端部穿上即可。

### Q 穿上COOLFIN后感觉脚趾有挤压感，还有疼痛，为什么？

A 意味着脚趾要多运动。穿COOLFIN后，多做几次脚趾伸展运动就会好转。

### Q 什么时候穿COOLFIN?

A 平时日常生活(打扫、听音乐、烹调、运动、看TV)中穿上即可。

### Q 穿COOLFIN该做哪些运动？

A 穿COOLFIN多动脚趾，可以做走路、跑步、脚尖走、脚跟走等运动。

### Q 脱下COOLFIN后，应该怎么做？

A 用流水洗脚，也可以洗COOLFIN。好好干燥COOLFIN。

### Q 一天几次，做几分钟运动？

A 一天20~30分钟，做1~2次左右即可。

### Q 产品的颜色怎么变化？

A 脚的温度28℃以上时，呈现红色；33℃以上时，呈现白色。慢慢从脚背开始变化到脚趾。