

발 스트레칭 전용 신발
COOLFIN

Specialized shoes for foot stretching COOLFIN

足のストレッチ専用靴

하루 30분 건강하게!

실내에서
쿨핀을 신고
발가락을
움직이면서
걷는 건강생활습관
피로를 풀자!!!

● 쿨핀

● 쿨핀 플러스

● 쿨핀플러스
레드투우

● 쿨핀플러스
밴드슈즈

100세 시대 “어떻게 사느냐?” 에 따라 삶의 질은 달라집니다.

발이 건강해야 잘 걸을 수 있으며, 건강하게 잘 걸어 다니는 것이 행복입니다.
쿨핀을 착용하고 발과 발가락을 많이 움직임으로써
신발 착용시에도 의식적으로 발가락 운동을 하게 되어
발건강에 도움이 됩니다.

힘든 하루
역시! 쿨핀이야..

하루
30분으로 건강하게
~~~~~

피곤한발

차가운발

붓는발

거친발

**COOLFIN**  
Specialized shoes for foot stretching



## COOLFIN?

1. 발 스트레칭 전용 신발
2. 신축성 있는 무독무해 실리콘 소재
3. 발을 내딛는 동안 이완, 발을 드는 순간 수축하는 반복운동
4. 짧은 시간 강력한 스트레칭과 지압
5. 혈액순환을 시켜주는 건강파트너

### 이런 분들은 꼭 필요해요

- 불편한 신발로 발이 붓고 아플 때
- 발이 차고 저려서 숙면까지 방해될 때
- 발이 피로해서 지칠 때
- 발 모양이 변할 때
- 발이 건조하고 갈라질 때



청소할때



요가할때



TV볼때



요리할때

쿨핀 하나면 돈, 시간, 장소 등에  
구애 받지 않고 실내에서(일상생활, 가사활동)  
지속적으로 혈액순환 및 마사지 효과를  
받으실 수 있습니다.

## 제2의 심장이라 불리는 발!

혹사되는 현대인들의 발, 하루 종일 신발 속에 웅크리고 있는 발로 인하여 혈액 순환이 되지 않아 쉽게 피로해지고, 붓고, 심지어 발모양 변형까지 온다.

**쿨핀(COOLFIN)으로 발 스트레칭을 통하여 발가락 하나하나  
끝까지 혈액순환하자!**



### 01. 착용법



1. 발등에 물이나 로션을 뿌린다.



2. 쿨핀을 발가락에 끼우고 발가락 끝까지 당겨 신는다.



3. 뒤로해서 벗는다.



4. 흐르는 물에 발과 쿨핀을 씻어서 그늘에 건조한다.

### 02. 운동법




- 발가락을 움직이며 걸으면 관절이 유연해지고 발가락 끝까지 혈액순환이 됩니다.  
- 쿨핀을 신고 운동 시 2분~3분간 같은 동작을 반복하면 더욱 더 효과적입니다.

### 03. 착용효과

- 쿨핀 착용 전 발뺏기로 인해 발이 건강해 짐.
- 발가락 사이사이를 벌려 스트레칭이 되면서 관절이 유연해 짐.
- 발가락 끝까지 혈액순환이 되어 발 붓기와 피로도를 줄여줌.

우리 몸의 온도는 36.5°C 이지만 일반적으로 발의 온도는 27~30°C 입니다.  
그래서 발 운동이 필요합니다.



36.5°C  
발가락 온도 1. 좌 2. 우  
- 흰색 : 발가락 온도 정상온도 - 보라색 : 발가락 온도가 낮음  
※ 보라색에서 흰색으로 갈수록 정상체온에 가까움

|                   | 발가락 온도 (좌,1)                                       | 발가락 온도 (우,2) |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 맨발 20분<br>운동 후    | 29.6                                               | 30.2         |
| 쿨핀 착용 20분<br>운동 후 | 32.9                                               | 32.3         |
| 결 과               | 쿨핀착용 후 발가락을 움직이며 걸으면 짧은 시간동안 발가락<br>끝까지 혈액순환이 됩니다. |              |

COOLFIN

쿨핀


걸으면서 손대지 않고 발 마사지 하자.

COOLFIN PLUS

쿨핀플러스

오리지널 제품으로 색상이 다양한 제품

발 온도에 따라 색상이 변하는 기능이 있어 눈으로 확인하며 운동할 수 있는 제품



제품 사양

Color



Size

S 205 ~ 220mm  
M 225 ~ 235mm  
L 240 ~ 260mm  
XL 265 ~ 275mm



제품 사양

Color

BROWN

Size

M 225 ~ 235mm  
L 240 ~ 260mm  
XL 265 ~ 275mm



36.5°C

COLOR CHANGE



**COOLFIN**  
redtoes

쿨핀플러스 레드투

운동은 필수. 자신의 일을 하며 발끝까지 운동하자.

**COOLFIN**  
bandshoes

쿨핀플러스 밴드슈즈

발가락 앞부분만 집중적으로 운동 가능한 제품

요가, 필라테스 등의 운동 시 스트레칭을 향상 시킬 수 있는 보조제품




10~20분 집중적  
발가락 스트레칭 운동

레드투/밴드슈즈 착용하면~

1. 발가락 사이의 교정구로 자연스럽게 벌어짐
2. 안쪽의 10개의 돌기가 적당한 자극으로 발바닥을 지압
3. 발가락 부분만 있어서 활동하기 편리

발가락 사이를 넓히는 구조



피로회복, 보습력,  
혈액순환, 유연성



무지외반증



36.5°C  
↑  
COLOR CHANGE

제품 사양

Color

● BROWN

Size

Free



제품 사양

Color


● Pink

Size

Free



36.5°C  
↑  
COLOR CHANGE



Specialized shoes for foot stretching **COOLFAN**



## 04. 주의사항

- 물기 있는 곳에서는 착용을 금합니다.
- 장시간 착용하지 마세요.
- 상처부위에는 사용을 금하며, 당뇨 및 순환기 계통 환자분은 사용 전 전문의와 상의하세요.
- 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하고 그늘에 말려 보관하세요.

## 05. 인증 및 수상



피츠버그 금상(2015)



세계여성발명대회  
은상(2014)




여성발명협회  
은상(2014)



세계여성발명대회  
금상(2013)



WIPO 수상  
(2013)



부산신기술우수상  
(2012)

## Q&A



### Q 쿨핀을 신을 때 어떻게 신나요?

먼저 발을 씻은 상태에서 물이나 보습제를 바른 후 발가락을 끼우고 발가락 끝까지 당겨 신으시면 됩니다.

### Q 쿨핀을 신으면 발가락이 조이고 아픈데 왜 그런가요?

발가락을 많이 움직여야 한다는 신호입니다. 쿨핀을 신고 발가락 스트레칭 운동을 몇 회 하다보면 호전 됩니다.

### Q 쿨핀을 언제 신나요?

평소 일상생활(청소, 음악을 들을때, 요리, 운동, TV를 볼때)을 할 때 신으시면 됩니다.

### Q 쿨핀을 신고 어떤 운동을 하면 되나요?

쿨핀을 신고 발가락을 많이 움직여 주세요. 그리고 걷기, 뛰기, 까치발로 걷기, 뒤꿈치로 걷기, 발가락 펴기, 발가락 오므리기를 하시면 됩니다

### Q 쿨핀을 벗고 난 후 어떻게 하면 되나요?

흐르는 물에 발과 쿨핀을 씻으세요. 쿨핀은 그늘에 잘 말려주세요.

### Q 하루에 몇 번, 몇분정도 운동하면 되나요?

하루에 20~30분 1~2회 정도 하시면 됩니다.

### Q 제품의 색이 어떻게 변하나요?

발 온도가 28℃ 이상이면 빨간색, 33℃ 이상이면 흰색으로 서서히 발등에서부터 발가락 쪽으로 변합니다.